

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uhrf1 토끼 단일클론 항체 - Q96T88

품목 번호: CM0011823



소개

인간 UHRF1(SWISS Q96T88)에 대한 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 메틸화 유전 및 염색질 변형에 관여하는 핵심 후성유전 조절 인자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD 검증] UHRF1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
종	인간
유전자 ID(인간)	29128
유전자 ID	29128
면역원	인간 UHRF1의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001276981.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96T88
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백