

Anti-Uhrf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q7Tmi3

품목 번호: CM0023127

소개

마우스 UHRF2에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 메틸화 및 세포 주기 조절에서 중요한 E3 유비퀴틴 리가제인 인간, 마우스, 쥐 UHRF2를 검출합니다. 후성유전학 및 DNA 수복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Uhrf2 Rabbit pAb
비고/별칭	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
종	마우스
GeneID (Human)	115426
GeneID	109113
면역원	마우스 Uhrf2 (NP_659122.2)의 아미노산 76-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q7TMI3
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백