

Wb 및 Elisa용 Anti-Uhrf2 토끼 다클론 항체 - Q7Tmi3

품목 번호: CM0015428

소개

Western blot 및 ELISA 검증이 완료된 마우스 Uhrf2(E3 유비퀴틴-단백질 리가아제)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 반응합니다. DNA 메틸화, 세포 주기 조절 및 DNA 복구 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Uhrf2 토끼 pAb
비고/별칭	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
종	마우스
GeneID (Human)	115426
GeneID	109113
면역원	마우스 Uhrf2(NP_659122.2)의 아미노산 76-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q7TMI3
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩