

Anti-Uimc1 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q96RL1

품목 번호: CM0028450



소개

인간 UIMC1(RAP80)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 면역원: N-말단 1-150 아미노산. DNA 손상 및 수복 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UIMC1 토끼 pAb
비고/별칭	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
종	인간
GeneID (인간)	51720
GeneID	51720
면역원	인간 UIMC1 (NP_057374.3)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96RL1
단백질 분자량	80kDa
배송 방법	아이스 팩