

Anti-Ulbp1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Bzm6

품목 번호: CM0016731

소개

인체 ULBP1(NKG2D 리간드 1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료했습니다. 마우스와 교차 반응하며, 면역 감시 및 NK 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 사양                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 제품명    | ULBP1 토끼 다클론 항체 (pAb)                               |
| 비고/별칭  | N2DL-1; RAET1H; NKG2DL1; ULBP1                      |
| 종      | 인체 (Human)                                          |
| 유전자 ID | 80329 (인체)                                          |
| 면역원    | 인체 ULBP1(NP_079494.1)의 26-216 아미노산을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 출처     | 토끼                                                  |
| 카테고리   | 다클론 항체                                              |
| 응용 분야  | WB, IHC-P, ELISA                                    |
| 교차 반응성 | 인체, 마우스                                             |
| SWISS  | Q9BZM6                                              |
| 단백질 중량 | 28kDa                                               |
| 배송     | 아이스팩                                                |