

Anti-Ulk1 (인 S555) Wb, If/Icc, Elisa용 토끼 단클론 항체 - O75385

품목 번호: CM0001264



소개

인 Phospho-ULK1-S555 토끼 단클론 항체는 Ser555에서 인산화된 ULK1을 특이적으로 검출합니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 오토파지 및 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 Phospho-ULK1-S555 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
종	인간
GeneID (인간)	8408
GeneID	8408
면역원	합성 펩티드: 인간 ULK1 (NP_003556.2)의 S555 주변 합성 인산화 펩티드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75385
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스백