

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ulk1 다클론 항체 - O75385

품목 번호: CM0028314



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 ULK1 토끼 다클론 항체입니다. 113kDa 자가포식 키나아제 ULK1을 인식합니다. 자가포식 연구에 적합합니다. 유니프로트 O75385.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	ULK1 토끼 pAb
비고/별칭	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
종	인간
유전자ID (인간)	8408
유전자ID	8408
면역원	인간 ULK1 (NP_003556.1) 아미노산 350-450 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75385
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백