

Wb 및 Elisa용 Anti-Ulk1 Rabbit Polyclonal Antibody - O75385

품목 번호: CM0019094



소개

사람 ULK1(ATG1)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 자가포식 및 신경 세포 분화 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ULK1 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
종	사람
GeneID (사람)	8408
GeneID	8408
면역원	재조합 인간 ULK1 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O75385
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백