

Wb, Elisa용 Anti-Ulk1/Ulk2 폴리클로날 항체 - O75385 / Q8Iyt8

품목 번호: CM0024642



소개

인간 ULK1 및 ULK2(O75385/Q8IYT8)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 자가포식 및 신경 세포 분화 연구에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ULK1/ULK2 Rabbit pAb
종	인간
GeneID (Human)	8408/9706
면역원	인간 ULK1/ULK2 (NP_003556.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75385/Q8IYT8
배송	아이스백