

Anti-Ulk3 단일클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q6Phr2

품목 번호: CM0012073



소개

인간 ULK3에 대한 재조합 토끼 단일클론항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 마쳤습니다.

헤지호그(hedgehog) 신호 전달 및 자가포식(autophagy)에 관여하는 세린/트레오닌 키나아제를 표적으로 하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ULK3 Rabbit mAb
비고/별칭	ULK3
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	25989
유전자 ID	25989
면역원	합성 펩타이드: 인간 ULK3(Q6PHR2)의 아미노산 373-472 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6PHR2
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩