

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ulk4 토끼 다클로날 항체 - Q96C45

품목 번호: CM0025289



소개

인간 ULK4 유사 키나제(pseudokinase)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트의 ULK4를 검출합니다. 신경과학 및 헤지호그 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ULK4 Rabbit pAb
비고/별칭	FAM7C1; REC01035; ULK4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54986
GeneID	54986
면역원(Immunogen)	인간 ULK4 (NP_060356.2)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96C45
단백질 분자량	142kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)