


Anti-Umod Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07911

품목 번호: CM0023929



소개

UMOD Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, Human 및 Mouse에서 반응성을 보입니다. 신장 침단막 생물학 및 선천 면역에서 uromodulin 기능을 연구하기에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UMOD Rabbit pAb
비고/별칭	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
종	인간
GeneID (Human)	7369
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P07911
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백