


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Umps 폴리클론항체 - P11172

품목 번호: CM0025259



소개

인간 UMPS (OPRT/ODC)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 샘플과 반응합니다. 52 kDa에서 밴드를 검출합니다. 피리미딘 생합성 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UMPS Rabbit pAb
비고/별칭	OPRT; UMPS
종	인간
GeneID (인간)	7372
GeneID	7372
면역원	재조합 단백질; 인간 UMPS (NP_000364.1)의 아미노산 181-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11172
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백