

Wb, Elisa용 항-Unc50 토끼 다클론 항체 - Q53Hi1

품목 번호: CM0020441

소개

인체 UNC50에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA
검증을 완료하였으며 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다.
UNC50은 신경 니코틴 수용체 발현 및 RNA 결합에
관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UNC50 토끼 pAb
비고/별칭	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
종	인간
GeneID (인간)	25972
GeneID	25972
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q53HI1
단백질 중량	30kDa
배송	아이스팩