

Wb, Elisa용 Anti-Unc5B 폴리클로날 항체 - Q8Izj1

품목 번호: CM0018316

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 UNC5B 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 축삭 유도, 혈관 신생, 세포사멸 연구에서 넋린 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UNC5B Rabbit pAb
비고/별칭	UNC5H2; p53RDL1; UNC5B
종	인간
GeneID (인간)	219699
GeneID	219699
면역원	인간 UNC5B (NP_734465.2)의 아미노산 290-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IZJ1
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백