

Wb, Elisa용 Anti-Unc93B1 폴리클로날 항체 - Q9H1C4

품목 번호: CM0019945



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-UNC93B1 Rabbit 폴리클로날 항체. 선천면역 및 TLR 신호전달 연구에 적합. 인간, 마우스, 래트와 반응. 진단 및 연구 실험실에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	UNC93B1 Rabbit pAb
비고 / 별칭	HIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
종	인간
유전자 ID (인간)	81622
유전자 ID	81622
면역원	합성 펩타이드[인간 UNC93B1 (NP_112192.2)의 아미노산 450-550에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H1C4
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백