

Wb, Elisa용 항Upb1 토끼 다클론 항체 - Q9Ubr1

품목 번호: CM0021710



소개

인간 UPB1(베타유레이도프로피오나제)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 피리미딘 분해 및 대사 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UPB1 토끼 pAb
비고/별칭	BUP-1; UPB1
종	인간
유전자ID (인간)	51733
유전자ID	51733
면역원	인간 UPB1 (NP_057411.1)의 아미노산 1-240번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q9UBR1
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩