

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Upf1/Rent1 다클론 항체 - Q92900

품목 번호: CM0015058



소개

UPF1/RENT1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 난센스 매개 분해 연구에 적합합니다. 면역원: 합성 펩타이드. 약 124 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UPF1/RENT1 토끼 pAb
비고/별칭	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
종	인간
GeneID (인간)	5976
GeneID	5976
면역원	합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92900
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스팩