

## Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Upf1/Rent1 토끼 단클론 항체 - Q92900

품목 번호: CM0011449



### 소개

인간 UPF1/RENT1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 논센스 매개 mRNA 분해 및 RNA 헬리카제 연구에 적합합니다. 분자량: 124 kDa.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | UPF1/RENT1 토끼 단클론 항체                                     |
| 비고/별칭       | UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1      |
| 종           | 인간                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 5976                                                     |
| 유전자 ID      | 5976                                                     |
| 면역원         | 인간 UPF1/RENT1 (Q92900)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 기원          | 토끼                                                       |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                   |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐, 쥐                                                |
| SWISS       | Q92900                                                   |
| 단백질 분자량     | 124kDa                                                   |
| 배송 방법       | 아이스백                                                     |