


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Upf2 토끼 다클론 항체 - Q9Hau5

품목 번호: CM0030644



소개

넌센스 매개 mRNA 붕괴의 핵심 조절인자인 UPF2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 생쥐와 반응합니다. NMD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UPF2 토끼 pAb
비고/별칭	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
종	인간
유전자 ID (인간)	26019
유전자 ID	26019
면역원	인간 UPF2 (NP_542166.1)의 아미노산 1153-1272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9HAU5
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스백