


Anti-Upf2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용) - Q9Hau5

품목 번호: CM0014498



소개

인간 UPF2(Q9HAU5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 넌센스 매개 mRNA 붕괴(NMD) 연구에 이상적이며 인간과 쥐에서 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UPF2 토끼 pAb
비고/별칭	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
종	인간
유전자ID (인간)	26019
유전자ID	26019
면역원	인간 UPF2 (NP_542166.1)의 아미노산 1153-1272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9HAU5
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스 팩