


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Upf3A 다클론 항체 - Q9H1J1

품목 번호: CM0017955



소개

사람 UPF3A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 55 kDa 밴드를 검출하며, 넌센스 매개 mRNA 분해 및 RNA 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UPF3A 토끼 pAb
비고/별칭	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
종	사람
GeneID (사람)	65110
GeneID	65110
면역원	사람 UPF3A (NP_075387.1)의 아미노산 327-476에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9H1J1
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백