

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Upk1B 폴리클로날 항체 - O75841

품목 번호: CM0026963

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 Anti-UPK1B 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 우로플라킨-1b (UPIB/TSPAN20)를 인식하며, 방광 상피 연구 및 요로관(urothelial plaque) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UPK1B Rabbit pAb
비고/별칭	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7348
GeneID	7348
항원(Immunogen)	인간 UPK1B (NP_008883.2)의 아미노산 110-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	O75841
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)