

Wb, Elisa용 Anti-Upk2 Rabbit Polyclonal Antibody - O00526

품목 번호: CM0015412

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 Uroplakin-2 (UPK2)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 재조합 단백질 면역원(aa 85-155)이 특이적 검출을 보장합니다. 요로상피 비대칭 단위막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UPK2 Rabbit pAb
비고/별칭	UP2; UPII; UPK2
종	인간
GeneID (Human)	7379
GeneID	7379
면역원	인간 UPK2 (NP_006751.1)의 아미노산 85-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00526
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백