

Wb, If-P, Elisa용 항-Upk3A 토끼 다클론 항체 - O75631

품목 번호: CM0013397

소개

인체 UPK3A(uroplakin-3a)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 요로상피 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UPK3A 토끼 pAb
비고/별칭	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
종	인간
유전자 ID (인간)	7380
유전자 ID	7380
면역원	인간 UPK3A(NP_008884.1)의 아미노산 19-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75631
단백질 무게	31kDa
배송	아이스팩