

Wb, Elisa용 Anti-Upk3B 토끼 다클론 항체 - Q9Bt76

품목 번호: CM0020896

소개

UPK3B 토끼 pAb는 토끼에서 생성된 다클론 항체로, 인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 유로플라킨-3b(Q9BT76)를 표적으로 합니다. AUM 및 요로상피 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UPK3B 토끼 pAb
비고/별칭	P35; UP3B; UPIIIB; UPK3B
종	인간
GeneID(인간)	105375355
GeneID	105375355
면역원	재조합 단백질; 인간 UPK3B(NP_085047.1)의 아미노산 60~200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BT76
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩