

Anti-Upp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16831

품목 번호: CM0002004



소개

WB 및 ELISA용 Anti-UPP1 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. 피리미딘 대사의 핵심 효소인 유리딘 인산화효소 1을 표적하여, 뉴클레오티드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UPP1 Rabbit mAb
비고/별칭	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
종	인간
유전자 ID (인간)	7378
유전자 ID	7378
면역원	합성 펩타이드: 인간 UPP1 (Q16831)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16831
단백질 무게	34kDa
배송	아이스백