

Wb 및 Elisa용 Anti-Upp1 토끼 다클론 항체 - Q16831

품목 번호: CM0015534



소개

인간 우리딘 포스포릴레이스 1(UPP1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 피리미딘 대사와 뉴클레오타이드 합성에 관여하는 34 kDa 단백질을 검출합니다. 암 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UPP1 토끼 pAb
비고/별칭	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
종	인간
유전자 ID (인간)	7378
유전자 ID	7378
면역원	인간 UPP1(NP_001274357.1)의 아미노산 89-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16831
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩