

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uqcc2 폴리클로날 항체 - Q9Brt2

품목 번호: CM0027353

소개

인간 UQCC2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 UQCC2를 검출하며, 미토콘드리아 복합체 III 조립 및 호흡 사슬 기능에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCC2 Rabbit pAb
비고/별칭	M19; Cbp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	84300
Gene ID	84300
면역원(Immunogen)	인간 UQCC2 (NP_115716.1)의 아미노산 14-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫)
SWISS	Q9BRT2
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)