


## Wb 및 Elisa용 항-Uqcr10 다클론 항체 - Q9Udw1

품목 번호: CM0029781



### 소개

인간 UQCR10(시토크롬 b-c1 복합체 서브유닛 9)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플을 검출합니다. 복합체 III의 약 7 kDa 미토콘드리아 내막 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | UQCR10 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭      | QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10       |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 29796                                                        |
| 유전자ID      | 29796                                                        |
| 면역원        | 인간 UQCR10 (NP_037519.2)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS      | Q9UDW1                                                       |
| 단백질 분자량    | 7kDa                                                         |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                        |