


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Uqcrl10 다클론 항체 - Q9Udw1

품목 번호: CM0016399



소개

인간 UQCRL10(복합체 III 서브유닛 9)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 전자전달계 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UQCRL10 토끼 pAb
비고/별칭	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCRL10
종	인간
유전자ID (인간)	29796
유전자ID	29796
면역원	인간 UQCRL10 (NP_037519.2)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UDW1
단백질 분자량	7kDa
배송	아이스백