


Anti-Uqcrb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P14927

품목 번호: CM0017640



소개

UQCRB Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다.

미토콘드리아 복합체 III 서브유닛 7을 표적으로 하여 전자 전달 및 산화적 인산화를 촉진합니다. 미토콘드리아 질환 및 호흡 사슬 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCRB Rabbit pAb
비고/별칭	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
종	인간
GeneID (인간)	7381
GeneID	7381
면역원	인간 UQCRB (NP_006285.1)의 아미노산 1-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14927
단백질 무게	14kDa
배송	아이스백