


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Uqcrc1 단클론 항체 - P31930

품목 번호: CM0004850



소개

UQCRC1(복합체 III 서브유닛 1)에 대한 고성능 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에 적합하며 미토콘드리아 호흡 및 파킨슨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] UQCRC1 토끼 mAb
비고/별칭	QCRI; PKNPY; UQCRI; D3S3191
종	사람
유전자 ID (사람)	7384
유전자 ID	7384
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P31930
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스백