


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Uqcrc1 토끼 다클론 항체 - P31930

품목 번호: CM0026513



소개

인간 UQCRC1에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 연구 및 복합체 III 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCRC1 토끼 pAb
비고/별칭	QCRI; PKNPY; UQCRI; D3S3191; UQCRC1
종	인간
유전자ID (인간)	7384
유전자ID	7384
면역원	인간 UQCRC1 (NP_003356.2)의 아미노산 156-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P31930
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백