


Anti-Uqcrc2 폴리클론항체 (토끼) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22695

품목 번호: CM0030736



소개

인간 UQCRC2를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 미토콘드리아 복합체 III 및 전자전달계 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UQCRC2 Rabbit pAb
비고/별칭	QCR2; UQCRC2; MC3DN5; UQCRC2
종	인간
GeneID (Human)	7385
GeneID	7385
면역원	인간 UQCRC2 (NP_003357.2)의 아미노산 224-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22695
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백