


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Uqcrc2 토끼 단일클론 항체 - P22695

품목 번호: CM0011395



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 UQCRC2 토끼 단일클론 항체입니다. 전자 수송 및 ATP 합성에 필수적인 미토콘드리아 복합체 III 서브유닛인 인간 UQCRC2 (P22695)를 표적으로 합니다. 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UQCRC2 토끼 mAb
비고/별칭	QCR2; UQCRC2; MC3DN5; UQCRC2
종	인간
유전자ID (인간)	7385
유전자ID	7385
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22695
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백