


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uqcrrf1 다클론 항체 - P47985

품목 번호: CM0017877



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 UQCRRF1(Rieske 철-황 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 내인성 UQCRRF1을 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 III 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCRRF1 토끼 pAb
비고/별칭	RIP1; RIS1; RISP; UQCRR5; MC3DN10; UQCRRF1
종	인간
유전자 ID(인간)	7386
유전자 ID	7386
면역원	인간 UQCRRF1(NP_005994.2)의 79~274번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P47985
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩