


Wb, If/Icc, Elisa용 항Uqcrfs1 토끼 단클론 항체 - P47985

품목 번호: CM0005813



소개

인간 UQCRFS1에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 미토콘드리아 복합체 III 및 전자전달계 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UQCRFS1 토끼 mAb
비고/별칭	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRFS1
종	인간
유전자ID (인간)	7386
유전자ID	7386
면역원	합성 펩타이드 인간 UQCRFS1 (P47985)의 아미노산 175-274 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P47985
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백