


Anti-Uqcrrf1 (Rieske Iron-Sulfur Protein) 다클로널 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P47985

품목 번호: CM0030976



소개

인간 UQCRRF1 (Rieske iron-sulfur protein), 미토콘드리아 복합체 III 소단위체에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCRRF1 Rabbit pAb
비고/별칭	RIP1, RIS1, RISP, UQCRR5, MC3DN10, UQCRRF1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7386
GeneID	7386
면역원(Immunogen)	인간 UQCRRF1 (NP_005994.2)의 아미노산 141-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P47985
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)