

Wb, Elisa용 항-Urm1 다클론 항체 - Q9Btm9

품목 번호: CM0016127

소개

인간 URM1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. tRNA 티올화 및 유비퀴틴 유사 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	URM1 토끼 pAb
비고/별칭	C9orf74; URM1
종	인간
유전자ID (인간)	81605
유전자ID	81605
면역원	인간 URM1 (NP_001252511.1)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9BTM9
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스팩