


Anti-Urocortin-2 (Ucn2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Rp3

품목 번호: CM0029950



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 UCN2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐를 검출합니다. 예상 분자량 12 kDa입니다. 스트레스 반응, 심혈관 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCN2 Rabbit pAb
비고/별칭	UR; SRP; URP; UCN1; UCN-II; UCN2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	90226
유전자 ID	90226
면역원(Immunogen)	인간 UCN2 (NP_149976.1)의 아미노산 20-112에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96RP3
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)