

Wb, Elisa용 Anti-Urod 폴리클로날 항체 - P06132

품목 번호: CM0025455



소개

인간 UROD (우로포르피리노젠 탈카르복실화효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적용 가능합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 헴 생합성 및 포르피린증 연구에 이상적입니다. 41 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UROD Rabbit pAb
비고/별칭	PCT, UPD, UROD
종	인간(Human)
GeneID	7389
면역원	인간 UROD (NP_000365.3)의 아미노산 1-367에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P06132
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩