

항-Uroplakin Iii/Upk3A 다클론 항체, Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 - Q9Jkx8

품목 번호: CM0028591

소개

Uroplakin III(UPK3A)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스, 인간 및 래트 UPK3A를 검출합니다. 요로상피 생물학 및 방광 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Uroplakin III/UPK3A 토끼 pAb
비고/별칭	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
종	마우스
유전자 ID (인간)	7380
유전자 ID	22270
면역원	마우스 Uroplakin III/UPK3A (NP_075967.2)의 아미노산 188-287 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9JKX8
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스 팩