

Wb 및 Elisa용 Anti-Usf1 토끼 단일클론 항체 - P22415

품목 번호: CM0002018



소개

USF1 (Upstream stimulatory factor 1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 USF1과 반응합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	USF1 Rabbit mAb
비고/별칭	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
종(Species)	Human
GeneID (인간)	7391
GeneID	7391
면역원(Immunogen)	인간 USF1 (P22415)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P22415
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)