

Anti-Usf1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22415

품목 번호: CM0006957



소개

사람 USF1 (SWISS P22415)를 타겟으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. 전사 연구 및 IVD 검법 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD Validated] USF1 Rabbit mAb
비고/별칭	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; [KD Validated] USF1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7391
면역원	재조합 단백질 사람 USF1의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_009053.1).
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P22415
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백 (Ice bag)