

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Usf1 토끼 다클론 항체 - P22415

품목 번호: CM0016502



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 USF1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 USF1을 검출합니다. 유전자 조절에 관여하는 E-box 결합 전사 인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USF1 토끼 pAb
비고/별칭	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLI1; bHLHb11; USF1
종	인간
GeneID (인간)	7391
GeneID	7391
면역원	재조합 단백질 인간 USF1(NP_009053.1)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P22415
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩