


Wb, Elisa용 Anti-Usf2 토끼 다클로날 항체 - Q15853

품목 번호: CM0026647



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 인간 USF2 (FIP/bHLHb12)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전사 인자 연구 및 E-box 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USF2 Rabbit pAb
비고/별칭	FIP; bHLHb12; USF2
종	Human
GeneID (인간)	7392
GeneID	7392
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15853
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩