

Anti-Usol Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

품목 번호: CM0003079



소개

인간 USO1/p115에 대한 토끼 단일 클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플의 내인성 USO1을 검출합니다. 단백질 분자량은 약 108 kDa입니다. 골지 수송 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	USO1 Rabbit mAb
비고/별칭	TAP; VDP; P115; USO1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8615
유전자 ID	8615
면역원(Immunogen)	인간 USO1 (O60763)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일 클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60763
단백질 분자량(Protein Weight)	108kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)