


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Uso1 토끼 다클론 항체 - O60763

품목 번호: CM0021438



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 USO1(TAP/VDP/P115) 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드와 반응합니다. 골지체 소낭 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USO1 토끼 pAb
비고/별칭	TAP; VDP; P115; USO1
종	인간
유전자 ID(인간)	8615
면역원	인간 USO1(NP_003706.2)의 아미노산 663-962에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O60763
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스팩