


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Uso1 토끼 다클로널 항체 - O60763

품목 번호: CM0027748



소개

인간 USO1(p115/VDP/TAP)을 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 소포체-골지체 소포 수송 및 골지체 스택 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USO1 Rabbit pAb
비고/별칭	TAP; VDP; P115; USO1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8615
GeneID	8615
면역원(Immunogen)	인간 USO1 (O60763)의 아미노산 1100-1200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O60763
단백질 분자량	108kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)